

KL-107 El más barato [Fabricante de medidores de PH](#)Digital Pen Tipo PH Meter

Especificaciones:

Es un metro rápido y preciso

Este medidor de pH es ideal para acuarios, Acuacultures, Pescado
pluma metros tipo de conductividad

Fabricante de medidores de PH Cheapest KL-107, digital [Tipo de pluma del medidor de pH](#), Esta es una gran herramienta para cuando se necesita para poner a prueba su estanque o acuario pH. Es un metro rápido y preciso. Lo que ahorras en la compra de kits de prueba de tipo gota será más que pagar por este medidor! Y esos equipos no suelen ser muy precisa. Usted nunca tendrá que adivinar qué color las tiras de pH están más cerca! Es rápido y fácil de usar. Justo lo mojará en el estanque, acuario o la piscina y leer la lectura en la pantalla digital en pocos segundos Esta unidad viene en robusta caja de plástico transparente con un destornillador de calibración y usuarios de la Guía!

Este medidor de pH es ideal para acuarios, Acuacultures, Criaderos de Pescado, Alimentos, Laboratorio, Industria del papel, Piscina, Escuela y amp; colegios.

Pliego de condiciones:

rango de medición: 0.0-14.0pH

Precisión: $\pm 0.2\text{PH}$, $\pm 0.1 \text{ pH}$ (20 ° C)

Resolución: 0.1 pH

Temperatura de funcionamiento: 0-50 ° C

La compensación de temperatura: 0-50 ° C

Plug: fijo electrodo

Fuente de alimentación: 3x1.5V (GE13)

Dimensiones: 150mm x 29mm x 15mm

Peso: 51g

Calibración PH

- 1.Immerse el electrodo en pH 6,86 (pH7.00) solución tampón estándar de fosfato, y agítelo suavemente.
- 2.Allow la lectura se estabilice y con un pequeño destornillador gire el potenciómetro de calibración hasta que la pantalla muestre "6.86" ("7.00"). Enjuague el electrodo con agua destilada, y chuparlo con papel de filtro.
- 3.Immerse el electrodo en pH4,01 o pH9.18 (pH 10,0), la solución tampón estándar de bórax.
- 4.Después aproximadamente un minuto, hasta que la pantalla muestre "4.01" o "9.18" ("10.0").

Operación

- 1.Retire la tapa protectora.
- 2.First enjuague el electrodo con agua destilada, y chupar con papel de filtro.
- 3.Encienda metros por el interruptor "ON-OFF", ubicado en la parte superior de la caja de la batería.
- 4.Immerse el electrodo medidor de pH en la solución a ensayar.
- 5.Stir esperar suavemente y la unidad de los tabilizes visualización.
- 6.Después uso, enjuague el electrodo con agua para minimizar la contaminación. Apague metros.

KL-107 El más barato [Fabricante de medidores de PH](#)Digital Pen Tipo PH Meter es sus best

elección.



