

Σταθερά Πεχάμετρο PH-2601

Όνομα: Οργάνωση-mounted μετρητή PH

Τύπος: PH-2601

Προδιαγραφές

Εξαιρετική σχεδίαση, απλή και εύκολη στη χρήση, αυτό το κοστούμι μέσο για τη μέτρηση του pH και της θερμοκρασίας αξία της λύσης, και επίσης να αναγράφονται τα δεδομένα τόσο στο ίδιο χρονικό διάστημα, το υψηλό κόστος-effective, οικονομική μετρητή PH

Εύρος μέτρησης: pH: 0,00 - 14,00

C: -9.9 - 99.9C

F: 16 - 210F

Ψήφισμα: pH: 0.01pH

C: $\pm 0.1C$

F: $\pm 1F$

Ακρίβεια: pH: $\pm 0.05pH$

C: $\pm 1C$

F: $\pm 2F$

Βαθμονόμηση: 1 πόντου ή 2point

Θερμοκρασία εργασίας: 0 έως 95C

Ισχύς: DC9V 100mA

Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0-60C

Υγρασία: 95% mximum

Διαστάσεις: 208 × 200 × 76 χιλιοστά

Βάρος: 390g

του κατασκευαστή της ψηφιακής μετρητή PH

Λειτουργία

Ενεργοποιεί τον αισθητήρα θερμοκρασίας PH electrode.the και η θερμοκρασία source.choice δύναμη pattern.turn μετρητή ON πιέζοντας το διακόπτη ON / OFF.

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι ηλεκτρίδιο, τότε κατακλύζουν TJE ηλεκτρόδιο pH και τον ανιχνευτή θερμοκρασίας μέσα στο δείγμα που πρόκειται να ελεγχθεί.

Ανακατεύουμε απαλά και περιμένετε για το σύμβολο σταθερότητας.

Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με καθαρό νερό, αντικαταστήστε το προστατευτικό κάλυμμα του ηλεκτροδίου.

του κατασκευαστή της ψηφιακής μετρητή PH

Διακρίβωση PH

Ρίξτε μια μικρή ποσότητα PH6.86 και 4.01 (ή PH9.18) λύση σε καθαρά ποτήρια.

Για μια ιδιαίτερα ακριβή βαθμονόμηση, συνιστάται η χρήση δύο ποτήρια για κάθε ρυθμιστικό διαλύματος από πρώτη είναι να χρησιμοποιηθεί για το δεύτερο rinsing electrode. the πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την calibration. in αυτό way. The κινδύνους μόλυνσης του ρυθμιστικού διαλύματος μειώνονται στο ελάχιστο.

Ενεργοποιήστε το instrument. then βυθίζετε τον καθετήρα ηλεκτροδίου PH και τη θερμοκρασία σε PH ρυθμιστικό διάλυμα 6.86 και στη συνέχεια αναταράσσεται για λίγο.

Ρυθμίζουμε το τρίμμερ που βρέθηκαν στην κάτω αριστερή θέση με ένα κατσαβίδι μέχρι να ληφθεί η αξία ρυθμιστικό διάλυμα που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία μέτρησης.

Βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυμα PH4.01 ή ρυθμιστικό PH9.18, και αναταράσσεται για λίγο το ηλεκτρόδιο.

Μετά από περίπου ένα λεπτό, ρυθμίζουν τον κόπτη που βρέθηκαν στην κάτω δεξιά θέση του χεριού μέχρι να ληφθεί το ρυθμιστικό διάλυμα αξία που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία μέτρησης.

Η βαθμονόμηση της σειράς PH του οργάνου έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Σημαντικό:

Πρέπει να επαναβαθμονομείται εύρος PH του οργάνου οποτεδήποτε.

Το ηλεκτρόδιο έχει αντικατασταθεί.

Περίπου το ένα στόμα έχει περάσει από την τελευταία βαθμονόμηση.

Το ηλεκτρόδιο έχει χρησιμοποιηθεί σε ιδιαίτερα φορολόγηση συνθήκες.

Η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια είναι απαραίτητη.