

Banco PH Meter PH-2601
Nome: Meter PH-montato Desk
Tipo: PH-2601

Specificazioni

Ottimo design, semplice e facile da usare, questa tuta strumento per la misura del pH e della temperatura valore della soluzione, e anche mostrare i dati in entrambi contemporaneamente, alta, Contatore PH costo economico-effective

Campo di misura: pH: 0,00-14,00

C: -9.9 - 99.9C

F: 16 - 210F

Risoluzione: pH: 0,01 pH

C: $\pm 0.1C$

F: $\pm 1F$

Precisione: pH: $\pm 0.05pH$

C: $\pm 1C$

F: $\pm 2F$

Calibrazione: 1 punto o 2Punti

Temperatura di esercizio: 0 a 95C

Alimentazione: DC9V 100mA

Condizioni operative: Temperatura: 0-60C

Umidità: 95% mximum

Dimensione: 208 × 200 × 76 millimetri

Peso: 390g

digitale produttore PH-metro

Funzionamento

Attiva il sensore di temperatura PH electrode.the e la temperatura di potenza source.choice pattern.turn il misuratore premendo l'interruttore ON / OFF.

Togliere il cappuccio protettivo electrider, quindi immergere tje elettrodo pH e la sonda di temperatura nel campione da analizzare.

Mescolare delicatamente e attendere che il simbolo di stabilità.

Dopo l'uso, sciacquare l'elettrodo con acqua pulita, sostituire il cappuccio protettivo dell'elettrodo.

digitale produttore PH-metro

PH Calibrazione

Versare una piccola quantità di PH6.86 e 4.01 (o PH9.18) soluzione nel beaker puliti.

Per una calibrazione particolarmente accurata, si consiglia di utilizzare due beaker per ogni tampone solution. The primo è da utilizzare per rinding secondo electrode. the deve essere utilizzato per la calibration. in questo segue. I rischi di contaminazione della soluzione tampone sono ridotti al minimo. Accendere il instrument. then immergere la sonda elettrodo pH e la temperatura in pH 6,86 soluzione tampone e poi agitare brevemente.

Regolare il trimmer trovato nella posizione in basso a sinistra con un cacciavite fino ad ottenere il valore della soluzione tampone corrispondente alla temperatura di misurazione.

Immergere l'elettrodo in una soluzione PH4.01 o di tampone PH9.18, e agitare brevemente l'elettrodo.

Dopo circa un minuto, regolare il trimmer trovato nella posizione in basso a destra fino ad ottenere il valore della soluzione tampone corrispondente alla temperatura di misurazione.

La calibrazione della gamma PH dello strumento è ora completa.

Importante:

Gamma PH dello strumento deve essere ricalibrato ogni volta.

L'elettrodo è stato sostituito.

Circa un bocca è passato dall'ultima calibrazione.

L'elettrodo è stato utilizzato in condizioni particolarmente faticoso.

È richiesta la massima precisione.