

Bancada PH Medidor de PH-2601
Nome: montado-Desk PH Medidor
Tipo: PH-2601

Especificações

Excelente design, simples e fácil de utilizar, esta terno instrumento para medição do pH e da temperatura de valor da solução, e também mostram os dados de dois em simultâneo, alta, medidor de pH em termos de custos económicos effective

Faixa de medição: pH: 0,00-14,00

C: -9.9 - 99.9C

F: 16 - 210F

Resolução: pH: 0.01pH

C: $\pm 0.1C$

F: $\pm 1F$

Precisão: pH: $\pm 0.05pH$

C: $\pm 1C$

F: $\pm 2F$

Calibração: 1 ponto ou 2 pontos

Temperatura de trabalho: 0 a 95 ° C

Potência: DC9V 100mA

Condições de operação: Temperatura: 0-60C

Umidade: 95% mximum

Dimensão: 208 × 200 × 76 milímetros

Peso: 390g

fabricante de medidores de pH digital

Operação

Liga o sensor de temperatura do PH electrode.the ea temperatura poder source.choice pattern.turn o medidor pressionando o botão ON / OFF.

Remova a tampa protetora electríde, então submergir tje eletrodo de pH ea sonda de temperatura na amostra a ser testada.

Mexa delicadamente e espere que o símbolo da estabilidade.

Após o uso, lave o eletrodo com água limpa, recoloque a tampa protetora do eletrodo.

fabricante de medidores de pH digital

PH Calibração

Despeje uma pequena quantidade de PH6.86 e 4.01 (ou PH9.18) solução em copos limpos.

Para a calibração particularmente precisa, é aconselhável a utilização de duas taças para cada tampão solution. The primeiro é para ser utilizado para o segundo rinding electrode. the é para ser utilizado para o calibration. in esta riscos dum modo de contaminar a solução tampão são reduzidas a um mínimo.

Ligue o instrument. then mergulhe a sonda eletrodo de pH e temperatura em solução tampão PH 6,86 e agite brevemente.

Regular o aparador encontrado na posição inferior esquerda com uma chave de fendas, até o valor da solução tampão correspondente à temperatura de medição é obtido.

Mergulhe o eletrodo em uma solução tampão ou PH4.01 PH9.18, e agite brevemente o eletrodo.

Depois de cerca de um minuto, para regularizar o aparador encontrado na posição inferior direita até que o valor da solução tampão correspondente à temperatura de medição é obtido.

A calibração da faixa de pH do instrumento está concluída.

Importante:

Faixa de pH do instrumento deve ser recalibrado sempre.

O eletrodo foi substituído.

Aproximadamente uma boca passou da última calibração.

O eléctrodo foi utilizado em condições particularmente taxar.

A extrema precisão é necessária.