

KL-03 (II) Un pH-mètre, Lab Chine économique Cheaper PH Eeter

Principales caractéristiques:

Pocket taille et poids plume pour une utilisation mobile dans un grand nombre d'applications. Il est utiliser des électrodes remplaçables par l'utilisateur.

Spécification:

Plage de mesure: 0.00-14.00pH

Précision: ± 0.1 PH

Résolution: 0,01 pH

Température de fonctionnement: 0C- 50C

Compensation automatique de la température: 0C- 50C

Fiche: câble BNC + 1m

Dimensions: 120mm x 26mm x 26mm

Poids: 70g

lab china économique pH-mètre moins cher

Opération

- 1.Retirez le capuchon de protection de l'électrode.
 - 2.First rincer l'électrode avec de l'eau distillée, et sucer avec papier-filtre.
 - 3.Tournez l'appareil en marche en appuyant sur la touche ON.
 - 4.Immerse le pH électrode de mesure dans la solution à tester.
 - 5.Stir doucement et attendre que la lecture se stabilise.
 - l'utilisation de 6.Après, rincer l'électrode avec de l'eau pour minimiser la contamination. Tour le lecteur en appuyant sur la touche OFF.
 - 7.Toujours remplacer le capuchon de protection après utilisation.
- lab china économique pH-mètre moins cher