

KL-03 (II) Ein pH-Meter Lab China Wirtschaftlich Billigere PH Eeter

Hauptmerkmale:

Taschenformat und Federgewicht für den mobilen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Es ist vom Benutzer austauschbare Elektroden verwenden.

Spezifikation:

Messbereich: 0.00-14.00pH

Genauigkeit: ± 0.1 ph

Auflösung: 0,01 pH

Betriebstemperatur: 0C- 50C

Automatische Temperaturkompensation: 0C- 50C

Stecker: BNC + 1m Kabel

Abmessungen: 120mm x 26mm x 26mm

Gewicht: 70g

Labor China wirtschaftlich günstiger pH-Meter

Betrieb

- 1.remove die Schutzkappe von Elektrode.
 - 2.First spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser, und saugen sie mit Filterpapier.
 - 3.Turn das Messgerät mit der Taste ON drücken.
 - 4.Immerse der pH-Meßelektrode in der Lösung zu testen.
 - 5.Stir sanft und warten, bis das Lesen zu stabilisieren.
 - Verwendung 6.After, spülen Sie die Elektrode mit Wasser Kontamination zu minimieren. Wende das Messgerät durch die Aus-Taste drücken.
 - 7.Always ersetzen Sie die Schutzkappe nach dem Gebrauch.
- Labor China wirtschaftlich günstiger pH-Meter