

KL-03 (II) A PH Meter, Lab Cina economico Cheaper PH Eeter

Caratteristiche principali:

Pocket dimensioni e peso piuma per uso portatile in un gran numero di applicazioni. Si tratta di utilizzare elettrodi sostituibili dall'utente.

Specifica:

Campo di misura: 0.00-14.00pH

Precisione: ± 0.1 PH

Risoluzione: 0.01PH

Temperatura di funzionamento: 0C- 50C

Compensazione automatica della temperatura: 0C- 50C

Spina: il cavo BNC + 1m

Dimensioni: 120mm x 26 x 26 millimetri

Peso: 70g

laboratorio di porcellana economico più conveniente pH-metro

operazione

- 1.Rimuovere il cappuccio protettivo dell'elettrodo.
 - 2.First sciacquare l'elettrodo con acqua distillata, e succhiarlo con filtro di carta.
 - 3.Turn lo strumento premendo il tasto ON.
 - 4.Immerse il misuratore elettrodo pH nella soluzione da analizzare.
 - 5.Stir delicatamente ed attendere che la lettura si stabilizzi.
 - uso 6.After, sciacquare l'elettrodo con acqua per minimizzare la contaminazione. Giro lo strumento premendo il tasto OFF.
 - 7.Always sostituire il cappuccio protettivo dopo l'uso.
- laboratorio di porcellana economico più conveniente pH-metro