

KL-03 Meter (II) A PH, Lab China Econômico Cheaper Eeter PH

Características chave:

Bolso tamanho e peso-pena para o uso portátil em um grande número de aplicações. É utilizam eletrodos substituível pelo usuário.

Especificação:

Faixa de medição: 0.00-14.00pH

Precisão: ± 0.1 PH

Resolução: 0.01PH

Temperatura de funcionamento: 0C- 50C

compensação automática de temperatura: 50C 0C-

Plug: cabo BNC + 1m

Dimensões: 120 milímetros x 26 milímetros x 26 milímetros

Peso: 70 g

econômica medidor de pH mais barato china laboratório

Operação

- 1.remove a tampa de proteção de eletrodo.
 - 2.Primeiro enxaguar o eléctrodo com água destilada, e chupar-lo com papel-filtro.
 3. Rode o medidor pressionando a tecla ON.
 - 4.Immerse o eléctrodo de medidor de pH na solução a ser testada.
 - 5.Stir cuidadosamente e aguarde que a leitura estabilize.
 - 6.Após, lavar o eletrodo com água para minimizar a contaminação. vez o medidor pressionando a tecla OFF.
 - 7.Always substituir a tampa de protecção após o uso.
- econômica medidor de pH mais barato china laboratório