

1. nicht für Mittelohrentzündung oder Ohren Reifung.

2. Should sein Rücksprache mit einem qualifizierten Audiologie oder Ohrenheilkunde Arzt folgenden Fall:

1) Offensichtliche angeborene oder traumatische Ohrkanalfehlbildung

2) Er hat aktiv Ohr Entladen oder die Sekretion von Geschichte in den letzten 90 Tage

3) Es hat plötzlich oder progressiven Hörverlust in den letzten 90 Tage

4) Akute oder chronische Schwindel

5) Klimaknochenlücke, die gleich oder größer als 15 dB bei 500 Hz bei reinen Ton, 1000Hz und 2000Hz ist

6) Ohrenschmalz oder Ohr canel Embolisation mit Fremdkörper.

7) Ohrenschmerzen oder Unwohlsein

Technisch

Größe: 53 \* 26,5 \* 8,6 mm

Gewicht: 5g

Betriebsspannung: DC1.5

Betriebsstrom:  $\leq 1.5$  mA

Frequenzgang: 500-3200Hz

Maximale Sättigung Acoustic Ausgang: 129dB & nbsp;  $\pm 3$ dB

Voll-auf Acoustic Gain: 36dB  $\pm 5$  dB

Total Harmonic Distortion: & lt; 10%

Äquivalenten Eingangsrauschen: & lt; 32dB