

## **Oído Ajustable Amplificador de sonido de tono del volumen Escucha Hearing Aids Aid Device Mejor WK-909E**

### **Características**

Mini tamaño estupendo y peso ligero, no es fácil ser visto

Ajuste el volumen al mínimo antes de usar

Elija un auricular de un tamaño un poco más grande para evitar whistler

Aumentar el volumen gradualmente para evitar aumento repentino en sonido

### **Especificaciones**

Max saturado de salida de audio:  $125 \pm 5$  dB

Ganancia de audio completo (1000 Hz):  $45 \pm 7$  dB (1000 Hz)

Distorsión armónica de la onda:  $\leq 10\%$

Ruido de entrada equivalente:  $\leq 38$ dB

Respuesta de frecuencia: 300-4500Hz

Tipo de batería: AG13 pila de botón (incluidas)

### **Información del embalaje**

1. Caja original: Sí
2. Tamaño del producto: Aprox. 92 \* 70 \* 27mm
3. Peso neto: 100g
4. Color: Beige

100% nuevo

1 x amplificador de sonido del oído

3 x tapón auditivo de diferentes tamaños

Baterías 2 x AG13

1 x Manual de instrucciones