

## Hörgeräte mit CE & FDA Approval (WK-030D)

### Technische Daten

1. 4 Tone-Auswahl für anderes Szenario verwenden.
2. Perfekt für viele Arten von Träger.
3. Klare Sprach Rezeption.
4. Lange Batterie Aufzug.
  - 1) 7-Tage-Akkulaufzeit
  - 2) 12-Stunden-täglichen Gebrauch mit einem Alkaline (LR44/G13A) Batterie.
  - 3) 26-Tage Akkulaufzeit
  - 4) 12-Stunden-tägliche Nutzung mit einer Zink-Luft (PR44/A675) Knopfzellenbatterie.