

Oreille réglable Amplificateur Sound Volume Tone Écouter Prothèse sida meilleure aide WK-909E

Traits

Super Mini taille et poids léger, pas facile à voir

Régler le volume au minimum avant de porter

Choisissez un bouchon d'oreille de taille légèrement plus grande pour éviter siffler

Augmenter le volume progressivement pour éviter une augmentation soudaine du bruit

Caractéristiques

Max saturé sortie audio: 125 ± 5 dB

Plein Gain audio (1000Hz): 45 ± 7 dB (1000Hz)

Distorsion harmonique d'onde: $\leq 10\%$

Bruit d'entrée équivalent: ≤ 38 dB

Réponse en fréquence: 300-4500HZ

Type de batterie: AG13 pile bouton (fournie)

Information d'emballage

Une. Boite d'origine: Oui

2. Taille du produit: Env. 92 * 70 * 27mm

3. Poids net: 100g

4. Couleur: Beige

100% tout neuf

1 x Oreille d'amplification du son

3 x boules quies de taille différente

2 piles x AG13

1 x manuel d'instructions