

1. Not pour l'otite moyenne ou l'oreille maturation.
2. Si les être consulter un audiologiste ou un médecin qualifié comme otologie cas suivant:
 - 1) Obvious malformation congénitale du conduit auditif ou traumatique
 - 2) Il a la décharge de l'oreille active ou la sécrétion de l'histoire pendant 90 jours dernière
 - 3) Il a tout d'un coup ou une perte progressive de l'audition pendant 90 jours dernière
 - 4) aiguë ou chronique vertige
 - 5) Rinne est égal ou supérieur à 15 dB à 500 Hz au son pur, 1000Hz et 2000Hz
 - 6) Le cérumen embolisation ou de l'oreille Canel avec un corps étranger.
 - 7) la douleur ou l'inconfort oreille

Technique

taille: 53 * 26.5 * 8.6mm

poids: 5g

tension travail: DC1.5

Travail actuel: ≤ 1.5 mA

Réponse en fréquence: 500-3200Hz

De sortie maximum de saturation acoustique: 129dB & nbsp; ± 3 dB

Full-sur Acoustic Gain: 36dB ± 5 dB

Distorsion harmonique totale: $\leq 10\%$

Bruit de fond: ≤ 32 dB