

8806H Body μη-επαφή υπέρυθρο θερμόμετρο

Body Μη-επαφή υπέρυθρο θερμόμετρο.

Ο χρήστης επιλέγει Κελσίου ή Φαρενάιτ

Επιλέξιμη Σώμα και Επιφανειακή θερμοκρασία

Ρύθμιση συναγερμού

Χαρακτηριστικά

1. Ρυθμιζόμενη ρύθμιση συναγερμού, ειδοποιεί το χρήστη εάν το αποτέλεσμα της ανάγνωσης είναι υψηλότερη από την τιμή της θερμοκρασίας σύνολο
2. Απομνημονεύσετε / αρχεία / ανάκληση των τελευταίων 32 μετρήσεων
3. Μετρήστε τη θερμοκρασία του σώματος, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία δωματίου
4. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των πραγμάτων, όπως μπιμπερό, λουτρό / υγρού, κλπ. και την περιοχή, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, κλπ.
5. 100% πιστοποιημένο ασφαλή, με τα διεθνή πρότυπα και που εγκρίθηκε από την συμβατότητα (EMC) Οδηγία του Συμβουλίου Ηλεκτρομαγνητική & Οδηγία περί Ιατρικών Συσκευών
6. Ακριβής μέτρηση χωρίς επαφή
7. Σχεδιασμένο για έντονη & επαγγελματική χρήση
8. Επιλέξιμη ° C / ° F
- Μέτρηση της θερμοκρασίας 9. Επιλέξιμη θερμοκρασία του σώματος και της επιφάνειας Κλειδαριά σκανδάλης
10. Με την γκάμα αυτοκινήτων και ανάλυση 0,1 ° C (0,1 ° F)
11. Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
12. Με την αυτόματη Hold δεδομένων, αυτόματη απενεργοποίηση & πάνω δείκτη εύρος
13. Θα χρησιμοποιεί μια υπέρυθρη, δεν φωτός λείζερ, για να μετρηθεί τόσο η επιφάνεια του σώματος & θερμοκρασία μέτωπο για βρέφη & ενήλικες χωρίς επαφή με το ανθρώπινο σώμα.
14. Αναμφίβολα ανθεκτικό και πολύ αξιόπιστο

Προσδιορισμός

1. Ανθρώπινο Σώμα / Μέτωπο (στη λειτουργία του σώματος): 32.0 ° C ~ 42.5 ° C (90 ° F ~ 108 ° F)
2. Επιφάνεια (σε λειτουργία επιφάνεια Temp): 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F ~ 140 ° F)
3. Κατανάλωση: ≤ 50mW
4. Ακρίβεια: ± 0.3 ° C (0,54 ° F)
5. Μέτρηση Απόσταση: 5 ~ 15 εκατοστά (2 ~ 5.9in)
6. Automatic Stop: 7 δευτ.
7. Ανάλυση: 0.1 ° C (0.1 ° F)
8. Χρόνος απόκρισης: 0.5sec
9. Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 140 ° F)
10. Σχετική Υγρασία Βαθμολογία: λιγότερο από ή ίσο με το 85%
11. Πάνω ένδειξη εύρος: LCD θα δείξει "HI" / "Lo"
12. Εκπομπής: 0.95 σταθερή αξία
13. Τροφοδοσία: 1.5V AA μπαταρία x2
14. Πολικότητα: Αυτόματη (καμία ένδειξη για θετική πολικότητα)? Μείον (-) πρόσημο για αρνητική πολικότητα

Συσκευασία Πληροφορίες

1. Το μέγεθος της μονάδας: 160x82x42mm
- 2 Box Μέγεθος: 182 (L) x132 (W) x70 (H) mm
3. 30pcs/ctn, 11.3kgs