

Υπέρυθρο θερμομέτρο αυτιού (EET-2)

Προσδιορισμός

1. Θερμοκρασία λειτουργίας: 32 ~ 42 ° c.
- . 2 εύρος θερμοκρασίας του περιβάλλοντος: 12 ~ 38 ° c.
- . 3 Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -20 ° C ~ 50 ° c.
- 4 Χρόνος μέτρησης: Μέσα σε 1 δευτερόλεπτο.
5. Τρόπος εμφάνισης: LCD.
6. Λειτουργία μνήμης: 10 ομάδα.
7. Πρώτες ύλες: ABS πλαστικό.