

## **Ear regolabile amplificazione del suono Volume Tone Ascolta Hearing Aids Aid dispositivo Migliore WK-909E**

### **Lineamenti**

Super mini dimensioni e il peso leggero, non facile da vedere

Regolare il volume al minimo prima di indossarli

Scegli un auricolare di dimensioni leggermente più grandi per evitare whistler

Aumentare il volume gradualmente per evitare aumento improvviso nel suono

### **Specificazioni**

Max saturo uscita audio:  $125 \pm 5$ dB

Guadagno audio completo (1000Hz):  $45 \pm 7$ dB (1000Hz)

Distorsione armonica onda:  $\leq 10\%$

Rumore equivalente di ingresso:  $\leq 38$ dB

Risposta in frequenza: 300-4500Hz

Tipo della batteria: batteria a bottone AG13 (inclusa)

### **Info Imballaggio**

1. Scatola originale: Sì
2. Formato del prodotto: ca. 92 \* 70 \* 27 millimetri
3. Peso netto: 100g
4. Colore: Beige

100% nuovo

1 x Orecchio di amplificazione del suono

3 x Earplug di diverse dimensioni

2 batterie di x AG13

1 x manuale di istruzioni