

Hearing Aid con CE & FDA Approval (WK-030D)

Specificazioni

1. 4 selezione tono per l'uso scenario diverso.
2. Perfetta per molti tipi di portatori.
3. Cancella ricezione vocale.
4. Ascensore lunga della batteria.
 - 1) la durata della batteria 7 giorni
 - 2) 12 ore di uso quotidiano con una alcalina (LR44/G13A) batteria.
 - 3) la durata della batteria 26 giorni
 - 4) 12 ore di utilizzo al giorno con un Zinc Air (PR44/A675) batteria a bottone.