

Aparelho auditivo com CE & FDA Aproval (WK-030D)

Especificações

1. 4 Seleção de som para diferentes usos do cenário.
2. Perfeito para muitos tipos de usuários.
3. Recepção de voz cristalina.
4. Elevador Bateria Long.
 - 1) de 7 dias a duração da bateria
 - 2) 12 horas de uso diário com uma bateria alcalina (LR44/G13A).
 - 3) de 26 dias a duração da bateria
 - 4) 12 horas de uso por dia, com uma célula de bateria de zinco-ar (PR44/A675).