

1. Não para otite média ou maturação orelha.

2. should ser consultar um médico qualificado ou audiologia otologia como seguinte caso:

1) Obvious malformação congênita do canal auditivo ou traumática

2) Tem descarga ouvido ativa ou a secreção de história durante a última 90 dias

3) Ele tem perda auditiva súbita ou progressiva durante o último 90 dias

4) aguda ou vertigem crônica

5) O gap aéreo-ósseo é igual ou superior a 15 dB em pelo tom puro de 500Hz, 1000Hz e 2000Hz

6) Cerumen embolização ou ouvido canel com corpo estranho.

7) dor ou desconforto na orelha

Técnico

Tamanho: 53 * 26,5 * 8,6 milímetros

Peso: 5 g

tensão de funcionamento: DC1.5

Trabalho atual: ≤ 1.5 mA

Resposta de Freqüência: 500-3200Hz

Saída máxima saturação acústica: 129dB & nbsp; ± 3 dB

Full-on Ganho Acústico: 36dB ± 5 dB

Distorção harmônica total: $\leq 10\%$

Noise Equivalent de entrada: ≤ 32 dB