Тело Бесконтактный инфракрасный термометр НТ-820

Особенности

- 1. Значение Установка будильника 38
- 2. Выбирается пользователем или
- 3. Автоматические удержания данных & автовыключение Диапазон автоматического и экран выбора разрешение 0,1 (0,1) 4. Подсветка ЖК-дисплей 5.
- 6. Точное измерение бесконтактный
- 7. Предназначен для интенсивной & профессионального использования
- 8. Несомненно прочный и очень надежный

Технические условия

- 1. Тело человека / Лоб: 32.0 ° C ~ 43.0 ° C (90 ° F ~ 109.4 ° F)
- 2. Точность: \pm 0,3 ° C (0,54 ° F)
- 3. Измерение расстояния: 5 ~ 15cm (2 ~ 5.9in)
- 4. Автоматическая остановка: 7 сек.
- 5. Разрешение: 0.1 ° C (0.1 ° F)
- 6. Время отклика: 1 сек
- 7. Рабочая температура: 10 $^{\circ}$ C \sim 40 $^{\circ}$ C (50 $^{\circ}$ F \sim 140 $^{\circ}$ F)
- 8. Относительная влажность скорость: меньше или равно 85%
- 9. Питание: 1pieces 9B батареи