

## I.Functions y Características

El sclerometer fruta (también llamado medidor de dureza de la fruta), esta serie tiene GY-1, IL-2, IL-3tres tipo de modelos, utilice para la prueba de manzana, pera.

Strawberry, la dureza de la fruta de uva. Es conveniente para el departamento de árboles frutales investigación científica, la compañía frutos, la granja de árboles frutales, la unidad y así sucesivamente técnicos colegios de agricultura de la universidad y las universidades, para cultivar la variedad mejorada, el almacenamiento de la cosecha, el transporte de los productos y la transformación y así sucesivamente por la dureza frutas. Así grado madura juez de fruta. Este volumen pequeño instrumento, el peso es ligero, recto lee el tipo, lleva convenientemente, especialmente es adecuado para la determinación escena, el resultado salió directo.

### Spdcification

Modelo	GY-1	GY-2	GY-3	
Escala	2-15kg / cm <sup>2</sup>	2-15kg / cm <sup>2</sup>	2-15kg / cm <sup>2</sup>	2-15kg / cm <sup>2</sup>
Indicación	(x 105Pa)	(x 105Pa)	(x 105Pa)	(x 105Pa)
Tamaño de la cabeza de presión	Φ3.5mm	Φ3.5mm	Φ8mm	Φ11mm
Precisión	± 0,1	± 0,02	± 0,1	
Profundidad de inserción	10mm			
El Tamaño	140 × 60 × 30 mm			
Peso	0.3kg			