

I.Functions e Caratteristiche

Il sclerometro frutta (chiamato anche tester di durezza di frutta), questa serie ha GY-1, GY-2, GY-3 immobili di tipo di modelli, utilizzare per i test mela, pera.

Fragola, la durezza del frutto dell'uva. E 'adatto per il reparto albero da frutto di ricerca scientifica, la società frutta, l'azienda agricola albero da frutto, unità e così via tecnici college universitario agricoltura e le università, per coltivare la varietà migliore, lo stoccaggio del raccolto, il trasporto del prodotto e della trasformazione e così via dalla durezza frutti. Così laurea maturo giudice di frutta. Questo volume strumento piccolo, il peso è luce, diritta legge il tipo, trasporta convenientemente, particolarmente adatto per la determinazione scena, il risultato è uscito diretta.

Spdcification

Modello	GY-1	GY-2	GY-3	
Scala	2-15kg / cm ²	2-15kg / cm ²	2-15kg / cm ²	2-15kg / cm ²
Indicazione	(× 105Pa)	(× 105Pa)	(× 105Pa)	(× 105Pa)
Pressione formato Testa	Φ3.5mm	Φ3.5mm	Φ8mm	Φ11mm
Precisione	± 0,1	± 0.02	± 0,1	
Inserimento di profondità	10 millimetri			
Dimensione	140 × 60 × 30 millimetri			
Il peso	0.3kg			