

1. Not per otite media o maturazione orecchio.

2. Should essere consultato un medico qualificato o audiologia otologia come caso seguente:

- 1) Ovvio congenita o traumatica canale uditivo malformazione
- 2) Ha scarico orecchio attivo o la secrezione della storia negli ultimi 90 giorni
- 3) Ha perdita di udito improvvisamente o progressivo negli ultimi 90 giorni
- 4) acuta o cronica, vertigini
- 5) Air-gap osso è uguale o superiore a 15dB a puro tono 500Hz, 1000Hz e 2000Hz
- 6) cerume embolizzazione o orecchio canal con corpo estraneo.
- 7) Dolore all'orecchio o disagio

Tecnico

Dimensioni: 53 \* 26.5 \* 8,6 millimetri

Peso: 5g

tensione di funzionamento: DC1.5

Corrente di funzionamento:  $\leq 1.5$  mA

Risposta in frequenza: 500-3200Hz

Uscita massima saturazione acustica: 129dB & nbsp;  $\pm 3$ dB

Full-on Guadagno acustico: 36dB  $\pm 5$ dB

Distorsione armonica totale:  $\leq 10\%$

Equivalent Input Noise:  $\leq 32$ dB