

Тело Бесконтактный инфракрасный термометр НТ-820

Особенности

1. Значение Установка будильника 38
2. Выбирается пользователем или
3. Автоматические удержания данных & автовыключение
4. Диапазон автоматического и экран выбора разрешение 0,1 (0,1)
5. Подсветка ЖК-дисплей
6. Точное измерение бесконтактный
7. Предназначен для интенсивной & профессионального использования
8. Несомненно прочный и очень надежный

Технические условия

1. Тело человека / Лоб: 32.0 ° C ~ 43.0 ° C (90 ° F ~ 109.4 ° F)
2. Точность: ± 0,3 ° C (0,54 ° F)
3. Измерение расстояния: 5 ~ 15cm (2 ~ 5.9in)
4. Автоматическая остановка: 7 сек.
5. Разрешение: 0.1 ° C (0.1 ° F)
6. Время отклика: 1 сек
7. Рабочая температура: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 140 ° F)
8. Относительная влажность скорость: меньше или равно 85%
9. Питание: 1pieces 9В батареи