

## CL-181LL Gem refractómetro

Índice de refracción de la gema Tester es una de parámetro óptico más importante. Brillo de la gema puede ser estimado por el parámetro. Los tipos de joya se puede determinar con precisión, de acuerdo con el valor de medición del índice de refracción, porque cada tipo de gema tiene su refracción inherente. Además, el índice de refracción doble también puede ser medido. A través del parámetro que se puede juzgar si una joya es photopositive o fotonegativa uniaxial o biaxial. El refractómetro gemológico se caracteriza por un volumen pequeño y menos peso. Es fácil de llevar. Es un instrumento popular en mercado de la joyería.

### Especificaciones

1. Refractómetro de la gema, la prueba de cristal mesa de a bordo, color negro, c / w luz incorporada del LED, 2 ml de líquido RI, manual; garantía de un año
- . 2 Rango de medición:  
Índice de refracción: 1,30 a 1,81
- . 3 Factor Resolución: 0,01
- . 4 Índice de refracción: 0.01
- 5 Tamaño:. 30 × 70 × 130 mm
- . 6 Nota: 2 ml de líquido RI no puede posiblemente ser enviado debido al límite de envío del aire.