

## **Cuerpo sin contacto Termómetro infrarrojo HT-820**

### **Características**

1. Valor de ajuste de alarma 38
2. Ajuste por el usuario o
3. Datos automáticas mantienen y la desconexión automática
4. Selección del rango de visualización y resolución automática de 0,1 (0,1)
5. Exhibición del contraluz del LCD
6. Medición sin contacto exacto
7. Diseñado para una intensa y uso profesional
8. Indudablemente duradero y muy fiable

### **Especificaciones**

1. Del cuerpo humano / Frente: 32.0 ° C ~ 43.0 ° C (90 ° F ~ 109.4 ° F)
2. Precisión:  $\pm 0,3$  ° C (0,54 ° F)
3. Medición de Distancia: 5 ~ 15 cm (2 ~ 5.9in)
4. Parada automática: 7 seg.
5. Resolución: 0,1 ° C (0,1 ° F)
6. Tiempo de respuesta: 1 segundo
7. Temperatura de funcionamiento: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 140 ° F)
8. Humedad Relativa de Cambio: menos de o igual a 85%
9. Fuente de alimentación: batería de 9V 1pieces