

CL-181LL Gem réfractomètre

Indice de réfraction Gem Tester est un des paramètres optiques les plus importants. Le gloss de bijoux peut être estimé par le paramètre. Les types de gemmes peuvent être déterminés avec précision en fonction de la valeur mesurée de l'indice de réfraction parce que chaque type de bijoux a sa réfraction intrinsèque. En outre, l'indice de la double réfraction peut être également mesuré. Vous pouvez via le paramètre juger si un bijoux est photopositif ou photonégatif uniaxial ou biaxial. Le réfractomètre gemmologie est caractérisé par un faible volume et moins de poids. Il est facile à transporter. C'est un instrument populaire utilisé dans le marché de la bijouterie.

Caractéristiques

Une. Gem réfractomètre, les essais de table en verre à bord, de couleur noire, c / w intégré LED, 2 ml de liquide RI, manuel; garantie d'un an

. 2 Plage de mesure:

Indice de réfraction: 1,30 à 1,81

. 3 Résolution Factor: 0,01

. 4 Indice de réfraction: 0,01

5 Taille: 30 × 70 × 130mm

6. Remarque: liquide RI 2 ml peut éventuellement ne pas être livré en raison de la limite d'expédition d'air.