

Fonctions et caractéristique

Le sclerometer de fruits (également appelé testeur de dureté de fruits), cette série a GY-1, GY-2, GY-3three type de modèles, utiliser à des tests de pomme, de poire.

Fraise, la dureté de fruits de raisin. Il est adapté pour le département d'arbres fruitiers de la recherche scientifique, la société de fruits, la ferme d'arbres fruitiers, l'unité et ainsi de suite collègues techniques de l'agriculture de l'université et les universités, à cultiver la variété améliorée, le stockage de la récolte, le transport du produit et le traitement et ainsi de suite par la dureté des fruits. Ainsi degré maturité juge de fruits. Ce petit volume de l'instrument, le poids est léger, lit droite du type, de transporter commodément, spécialement est adapté pour la détermination de la scène, le résultat est sorti directe.