CL-181LL Gem rifrattometro

Indice Gem Tester di rifrazione è una delle più importanti parametri ottici. Gloss di gemma può essere stimata dal parametro. I tipi di gemma possono essere determinate con precisione in base al valore misurato di rifrazione perché ogni tipo di gemma ha la rifrazione intrinseca. Inoltre, indice di birifrangenza può essere anche misurata. Attraverso il parametro si può giudicare se una gemma è photopositive o photonegative monoassiale o biassiale. Il rifrattometro Gemological è caratterizzato da piccolo volume e meno peso. E 'facile da trasportare. Si tratta di uno strumento popolare utilizzato nel mercato della gioielleria.

Specifiche tecniche:

Gem rifrattometro, test tavolo di vetro a bordo, colore nero, c / w built-in luce a LED, 2 ml di liquido RI, manuale;

garanzia di un anno Campo di misura

Indice di rifrazione: 1,30-1,81

Risoluzione Factor: Indice di rifrazione: 0,01

Dimensioni: $30 \times 70 \times 130$ millimetri

Nota: 2ml di liquido RI non può forse essere spedito a causa di limiti trasporto dell'aria.