

## **Corpo senza contatto a infrarossi Termometro HT-820**

### **Lineamenti**

1. Valore Imposta sveglia 38
2. Selezionabile dall'utente o
3. Automatica dei dati in possesso & spegnimento automatico
4. Gamma e la visualizzazione di selezione della risoluzione automatica 0,1 (0,1)
5. Display LCD retroilluminato
6. Misura senza contatto preciso
7. Progettato per intense & uso professionale
8. Indubbiamente durevole e molto affidabile

### **Specificazioni**

1. Corpo umano / Fronte: 32.0 ° C ~ 43.0 ° C (90 ° F ~ 109,4 ° F)
2. Precisione:  $\pm 0,3$  ° C (0,54 ° F)
3. Distanza di misurazione: 5 ~ 15cm (2 ~ 5.9in)
4. Arresto automatico: 7 sec.
5. Risoluzione: 0,1 ° C (0,1 ° F)
6. Tempo di risposta: 1 sec
7. Temperatura di esercizio: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 140 ° F)
8. Umidità Relativa Valuta: minore o uguale a 85%
9. Alimentazione: 1pieces batteria da 9V