

1. Niet voor otitis media of oor rijping.

2. Should is het raadplegen van een gekwalificeerde audiologie of otologie arts als volgende geval:

- 1) Voor de hand liggende aangeboren of traumatische gehoorgang misvorming
- 2) Het heeft actieve oor ontlading of de afscheiding van de geschiedenis in de voorgaande 90 dagen
- 3) Het heeft plotseling of progressief verlies gehoor tijdens de laatste 90 dagen
- 4) Acute of chronische vertigo
- 5) Air-bone gap is gelijk aan of groter dan 15dB aan op zuivere toon 500Hz, 1000Hz en 2000Hz
- 6) Cerumen embolisatie of oor canel met buitenlandse lichaam.
- 7) Oor pijn of ongemak

Technisch

grootte: 53 * 26,5 * 8.6mm

gewicht: 5g

werkspanning: DC1.5

Werken Actueel: ≤ 1.5 mA

Frequency Response: 500-3200Hz

Maximale Verzadiging akoestische uitgang: 129dB & nbsp; ± 3 dB

Full-on Acoustic Gain: 36dB ± 5 dB

Totale harmonische vervorming: $\leq 10\%$

Equivalent Input Noise: ≤ 32 dB