

## I.Functions и характеристика

Плоды склерометр (также называется тестер твердости фруктов), эта серия имеет GY-1, GY-2, GY-3three вид моделей, использовать для тестирования яблони, груши.

Клубника, твердость виноградный фрукта. Она подходит для фруктовых деревьев научно-исследовательского отдела, плоды компании, фруктовых деревьев фермы, блок и так далее технических колледжей колледж сельского хозяйства и университетов, чтобы культивировать улучшенную разнообразие, хранение урожая, транспортировки продукции и обработки и так далее твердостью фруктов. Таким образом, пожилые степени судить фрукта. Этот объем небольшой инструмент, вес свет, прямо читает тип, осуществляет удобно, специально подходит для определения сцены, результат вышел прямой.

## Spdcification

| Модель                       | GY-1                                  | GY-2                                  | GY-3                                  |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Индикация<br>масштаб         | 2-15kg / см <sup>2</sup><br>(× 105Pa) | 2-15kg / см <sup>2</sup><br>(× 105Pa) | 2-15kg / см <sup>2</sup><br>(× 105Pa) | 2-15kg / см <sup>2</sup><br>(× 105Pa) |
| Давление<br>Размер<br>головы | Φ3.5mm                                | Φ3.5mm                                | Φ8mm                                  | Φ11mm                                 |
| Точность                     | ± 0,1                                 | ± 0,02                                | ± 0,1                                 |                                       |
| Вставка<br>Глубина           | 10мм                                  |                                       |                                       |                                       |
| Размер                       | 140 × 60 × 30 мм                      |                                       |                                       |                                       |
| Вес                          | 0,3 кг                                |                                       |                                       |                                       |