

Ручка типа рН-метр РН-01

Область применения:

Это отличный инструмент для того, когда вам необходимо проверить ваш пруд или аквариум рН. Это быстрый и точный измеритель. То, что вы сохраните в покупке тест-систем типа капля больше платить за эту метр! И эти наборы обычно не очень точным. Вы никогда не будете иметь, чтобы догадаться, какой цвет значение рН полоски ближе всего к! Это быстрый и простой в использовании. Просто опустите ее в пруду, аквариум или бассейн и прочитайте показания на цифровом дисплее в течение нескольких секунд Это устройство поставляется в прочной прозрачной пластиковой случае с калибровочной отвертки и Руководство пользователя! Это рН-метр идеально подходит для аквариумов, аквакультуры, рыбоводников, пищевой промышленности, лаборатории, бумажной промышленности, бассейн, школа & колледжи.

Спецификация:

- . 1 Диапазон измерения: 0.0-14.0 рН
- 2. Точность: ± 0.01 рН
- 3. Разрешение: 0.01 рН
- 4. Автоматическая температуры Прохладный compensation: 0 ~ 60С
- . 5 Рабочая температура: 0.1 рН
- . 6 Рабочая температура: 0 ~ 60 ° С
- 7 Калибровка: . Руководство в одной точке through триммеров

Операция:

1. Remove защитный колпачок.
 2. First промойте электрод дистиллированной водой, и сосать его с фильтром Pater.
 3. Turn метр, нажав на кнопку ВКЛ.
 4. Immerse рН метр electricle в растворе для тестирования.
- Использование 5. After, промойте электрод водой для минимизации загрязнения. Включения прибора, нажав клавишу OFF.
6. Always заменить защитный колпачок после использования.