

1. Not для среднего отита или уха созревания.

2. Should быть консультации квалифицированного аудиологического или Отологического врачу как следующая случае:

1) Очевидные врожденные или травматические ушной канал пороки

2) Он имеет активную разрядку уха или секрецию истории во время последнего 90 дней

3) Имеет внезапно или прогрессирующую потерю слуха на протяжении последних 90 дней

4) Острый или хронический головокружение

5) Воздушный зазор кости равен или больше, чем 15 дБ по меньшей чистой тона 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц

6) Ушная сера эмболизация или ухо Canal с инородным телом.

7) Ухо боль или дискомфорт

Технические

Размер: 53 * 26,5 * 8,6 мм

Вес: 5 г

рабочее напряжение: DC1.5

Рабочий ток: ≤ 1.5 мА

Частотный диапазон: 500-3200Hz

Максимальная насыщенность Акустическая мощность: 129dB & NBSP; ± 3 дБ

Полный-на акустическое усиление: 36 дБ ± 5 дБ

Коэффициент нелинейных искажений: & л; 10%

Эквивалентный входной шум: & л; 32 дБ